


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gabarapl1 Pour Wb, Elisa - Q9H0R8

Numéro d'article: CM0028183



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GABARAPL1 (GEC1, ATG8L). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Étudie l'autophagie et le trafic des récepteurs opioïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	GABARAPL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATG8, GEC1, APG8L, ATG8B, ATG8L, APG8-LIKE, GABARAPL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23710
GeneID	23710
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-50 de GABARAPL1 humain (NP_113600.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0R8
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace