


Anticorps Polyclonal Anti-Gabarapl2 Pour Wb, Elisa - P60520

Numéro d'article: CM0020665



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GABARAPL2 humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Cible une protéine impliquée dans l'autophagie et le trafic intra-Golgi ; idéal pour la recherche en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin GABARAPL2
Remarques/Alias	ATG8 ; GEF2 ; ATG8C ; GEF-2 ; GATE16 ; GATE-16 ; GABARAPL2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	11345
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-50 du GABARAPL2 humain (NP_009216.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P60520
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace