

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gabarapl2 Pour Wb, Elisa - P60520

Numéro d'article: CM0010528



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la GABARAPL2 humaine (GATE-16). Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. 14 kDa, immunogène aa 38-117. Convient pour les études sur l'autophagie et le transport intra-golgien.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GABARAPL2
Remarques/Alias	ATG8, GEF2, ATG8C, GEF-2, GATE16, GATE-16, FLC3A, GABARAPL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11345
GeneID	11345
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 38-117 de la GABARAPL2 humaine (P60520).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60520
Poids protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace