

Anticorps Polyclonal Anti-Gabpa Pour Wb, Elisa - Q06546

Numéro d'article: CM0017056

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chaîne alpha de la protéine liant GA humaine (GABPA/NRF2 α). Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée envers l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABPA Lapin pAb
Remarques/Alias	NFT2 ; NRF2 ; NRF2A ; E4TF1A ; E4TF1-60 ; RCH04A07 ; GABPA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2551
ID du gène	2551
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la protéine GABPA humaine (NP_002031.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q06546
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace