

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gabpa Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06546

Numéro d'article: CM0027767

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GABPA humain (chaîne alpha de la protéine de liaison GA), validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Uniquement pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABPA Lapin pAb
Remarques/Alias	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2551
ID de gène	2551
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du GABPA humain (NP_002031.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06546
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace