

Anticorps Polyclonal Anti-Gabpb1 Pour Wb Et Elisa - Q06547

Numéro d'article: CM0029636

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GABPB1, un facteur de transcription régulant les gènes mitochondriaux codés dans le noyau. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'être humain et la souris ; 42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABPB1 pAb lapin
Remarques / Alias	E4TF1; GABPB; BABPB2; E4TF1B; GABPB2; NRF2B1; NRF2B2; GABPB-1; E4TF1-47; E4TF1-53; GABPB1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2553
GenelD	2553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 231-395 de la GABPB1 humaine (NP_005245.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q06547
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace