

Anticorps Polyclonal Anti-Gabpb2 Pour Wb, Elisa - Q8Tak5

Numéro d'article: CM0030930

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine GABPB2, validé pour WB et ELISA. Applicable aux échantillons de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle impliquant des répétitions riches en GA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABPB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GABPB-2; GABPB2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	126626
ID de gène	126626
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 239-448 de la GABPB2 humaine (NP_653219.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8TAK5
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace