


Anticorps Polyclonal Anti-Gabra1 Pour Wb, Elisa - P14867

Numéro d'article: CM0014013



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GABRA1 humain (GABAAR alpha-1). Convient pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la neurotransmission inhibitrice et l'épilepsie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABRA1 pAb de lapin
Remarques/alias	EJM ; ECA4 ; EJM5 ; DEE19 ; EIEE19 ; GABRA1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2554
ID du gène	2554
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 251 du GABRA1 humain (NP_000797.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P14867
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Sac de glace