

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gabra2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P47869

Numéro d'article: CM0022610



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité alpha-2 du récepteur GABA(A), validé pour Western blot, IHC-P et ELISA sur échantillons humains et de souris. Idéal pour la recherche en neurosciences et les études sur l'épilepsie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABRA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DEE78; EIEE78; GABRA2
Espèce	Humain
ID du gène	2555 (Humain)
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la protéine humaine GABRA2 (NP_000798.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P47869
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace