


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gabra3 Pour Wb Et Elisa - P34903

Numéro d'article: CM0015917



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GABRA3 validé pour WB et ELISA. Réagit avec GABRA3 humain, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur les neurotransmetteurs inhibiteurs et les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABRA3 pAb de lapin
Remarques / Alias	EPILX2 ; GABRA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2556
GeneID	2556
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-276 de GABRA3 humain (NP_000799.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34903
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace