

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gabra5 Pour Wb Et Elisa - P31644

Numéro d'article: CM0030552



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la sous-unité alpha-5 du récepteur GABA(A) (GABRA5). Validé pour les applications Western blot et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABRA5 Lapin pAb
Remarques/Alias	DEE79; EIEE79; GABRA5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2558
ID de gène	2558
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P31644
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace