

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gabrg1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N1C3

Numéro d'article: CM0015193

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GABRG1 humain (sous-unité gamma-1 du récepteur GABA(A)). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur les récepteurs de neurotransmetteurs inhibiteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABRG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GABRG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2565
GeneID	2565
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-260 du GABRG1 humain (NP_775807.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N1C3
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace