


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gabrr1 Pour Wb Et Elisa - P24046

Numéro d'article: CM0026692



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GABRR1 validé pour WB et ELISA. Reconnaît GABRR1 (sous-unité rho-1 du récepteur GABA) humain, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur la neurotransmission rétinienne et cérébelleuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABRR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GABRR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2569
GeneID	2569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 365-465 de GABRR1 humain (NP_002033.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24046
Poids protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace