


Anticorps Monoclonal Anti-Gad65/Gad2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q05329

Numéro d'article: CM0006565



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le GAD65/GAD2 humain (glutamate décarboxylase 2). Validé pour WB, IP, ELISA avec réactivité croisée souris et rat. Idéal pour la biosynthèse du GABA et la recherche neurologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GAD65/GAD2 Lapin mAb
Remarques/Alias	GAD65; GAD65/GAD2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-125 du GAD65/GAD2 humain (NP_000809.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q05329
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace