


Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Gad65/Gad2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05329

Numéro d'article: CM0009906



Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre la GAD65/GAD2 humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Cible l'isoforme de 65 kDa de la glutamate décarboxylase impliquée dans la biosynthèse du GABA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de souris anti-GAD65/GAD2
Remarques/Alias	GAD65
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2572
GeneID	2572
Immunogène	Protéine recombinante de la GAD65/GAD2 humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q05329
Poids moléculaire	65 kDa
Expédition	Sac de glace