


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gad65/Gad2 Pour Wb, If-P, Elisa - Q05329

Numéro d'article: CM0015687



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GAD65/GAD2 humain, une enzyme de synthèse du GABA. Validé pour WB, IF-P et ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Convient pour les études en neurosciences et en auto-immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GAD65/GAD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GAD65; GAD65/GAD2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 401-585 du GAD65/GAD2 humain (NP_001127838.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05329
Poids Protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace