


Anticorps Polyclonal Anti-Gad67/Gad1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q99259

Numéro d'article: CM0030383



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le GAD67/GAD1 humain (enzyme de synthèse du GABA) pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GAD67/GAD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2571
GeneID	2571
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 141-240 du GAD67/GAD1 humain (NP_000808.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99259
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace