


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gad67/Gad1 Pour Wb Et Elisa - Q99259

Numéro d'article: CM0003224



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-GAD67/GAD1 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le GAD67 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences, neurobiologie et le métabolisme du GABA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GAD67/GAD1 mAb Lapin
Remarques/Alias	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89; GAD67/GAD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2571
GeneID	2571
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GAD67/GAD1 humain (Q99259).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99259
Poids Protéique	67kDa
Expédition	Sac de glace