


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gadd45A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24522

Numéro d'article: CM0021059



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GADD45A (DDIT1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, souris et rat. Adapté aux applications de recherche sur les dommages à l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | GADD45A Rabbit pAb                                                                                                                                        |
| Remarques / Alias    | DDIT1; GADD45; GADD45A                                                                                                                                    |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)      | 1647                                                                                                                                                      |
| GeneID               | 1647                                                                                                                                                      |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-165 de la protéine GADD45A humaine (NP_001915.1). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                     |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                       |
| SWISS                | P24522                                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 18 kDa                                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac isotherme avec glace                                                                                                                                  |