


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gadd45G Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95257

Numéro d'article: CM0014724



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GADD45G (CR6/DDIT2), validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Impliqué dans l'arrêt de croissance, l'apoptose et la signalisation MAPK de réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GADD45G Lapin pAb
Remarques/Alias	CR6; DDIT2; GRP17; GADD45gamma; GADD45G
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10912
ID de gène	10912
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-159 de la GADD45G humaine (NP_006696.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95257
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace