

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gal3St4 Pour Wb Et Elisa - Q96Rp7

Numéro d'article: CM0026059

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GAL3ST4 humain (galactose-3-O-sulfotransférase 4) pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude des voies de sulfatation dans les glycoprotéines O-liées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GAL3ST4 Lapin pAb
Remarques/Alias	GAL3ST-4; GAL3ST4
Espèce	Humain
ID de gène	79690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 137-486 du GAL3ST4 humain (NP_078913.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RP7
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace