

Anticorps Monoclonal Anti-Galactosidase Alpha (Gla) Pour Wb, Elisa - P06280

Numéro d'article: CM0008550



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la Galactosidase alpha (GLA) humaine, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des glycosphingolipides et la maladie de Fabry.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Galactosidase alpha (GLA)
Remarques/Alias	GALA ; Galactosidase alpha (GLA)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2717
GeneID	2717
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50 et 150 de la Galactosidase alpha (GLA) humaine (GLA) (P06280).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06280
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace