

Anticorps Polyclonal Anti-Alpha-Galactosidase (Gla) Pour Wb, Elisa - P06280

Numéro d'article: CM0018286



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'alpha-galactosidase A humaine (GLA), adapté au Western blot et à l'ELISA. Soutient la recherche sur le métabolisme des glycosphingolipides lysosomaux et la maladie de Fabry.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Galactosidase alpha (GLA) Rabbit pAb
Remarques/Alias	GALA ; Galactosidase alpha (GLA)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2717
GeneID	2717
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-429 de la galactosidase alpha humaine (GLA) (NP_000160.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P06280
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace