

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Alpha-Galactosidase (Gla) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P06280

Numéro d'article: CM0023347



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'alpha-galactosidase humaine (GLA), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec l'humain et la souris. Poids de la protéine 49kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Alpha-galactosidase (GLA) Lapin pAb
Remarques/Alias	GALA; Alpha-galactosidase (GLA)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2717
ID de gène	2717
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-429 de l'alpha-galactosidase humaine (Alpha-galactosidase (GLA)) (NP_000160.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06280
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace