

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Galc Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54803

Numéro d'article: CM0027866

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GALC de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Cible la galactocérébrosidase humaine, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur les maladies de stockage lysosomales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GALC Rabbit pAb
Remarques / Alias	GALC
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	2581
Identifiant du gène	2581
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 300 de la GALC humaine (NP_000144.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54803
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace