

Anticorps Polyclonal Anti-Gale (Udp-Glucose 4-Épimérase) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14376

Numéro d'article: CM0030391



Introduction

pAc de lapin GALE validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le GALE (UDP-glucose 4-épimérase) humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du galactose et les glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin GALE
Remarques/Alias	SDR1E1; GALE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2582
GeneID	2582
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 129-348 du GALE humain (NP_001121093.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14376
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace