

Anticorps Polyclonal Anti-Galectine-1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09382

Numéro d'article: CM0020165



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Galectine-1 humaine (LGALS1), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Utile pour l'étude de l'apoptose, de la prolifération cellulaire et de la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Galectine 1/LGALS1 pAb de lapin
Remarques/Alias	GBP ; GAL1 ; Galectine 1/LGALS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3956
GeneID	3956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 135 de la Galectine 1/LGALS1 humaine (NP_002296.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P09382
Poids moléculaire	15 kDa
Expédition	Sac de glace