

Anticorps Polyclonal Anti-Galectine 1/Lgals1 Pour Wb, Elisa - P09382

Numéro d'article: CM0020037



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la galectine-1 humaine (LGALS1), une lectine clé impliquée dans l'apoptose et la régulation immunitaire. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, il présente également une réactivité croisée avec des échantillons de souris et de rat, soutenant la recherche translationnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-Galectine 1/LGALS1
Remarques/Alias	GBP ; GAL1 ; S1
Espèce	Humain
GeneID	3956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 de la Galectine 1/LGALS1 humaine (NP_002296.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09382
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace