

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Galectine 1/Lgals1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09382

Numéro d'article: CM0002828



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la Galectine 1/LGALS1 humaine, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la régulation immunitaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Galectine 1/LGALS1
Remarques/Alias	GBP ; GAL1 ; Galectine 1/LGALS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3956
GeneID	3956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 de la Galectine 1/LGALS1 humaine (NP_002296.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09382
Poids moléculaire protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace