


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Galectine 3/Lgals3 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P17931

Numéro d'article: CM0006739



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la galectine-3 humaine (LGALS3) pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Immunogène recombinant de pleine longueur ; détecte une protéine de 26 kDa. Idéal pour les études sur l'inflammation, l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Galectine 3/LGALS3
Remarques/alias	L31 ; GAL3 ; MAC2 ; CBP35 ; GALBP ; GALIG ; LGALS2 ; Galectine 3/LGALS3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3958
GeneID	3958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la galectine 3/LGALS3 humaine (NP_002297.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P17931
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac réfrigérant