


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Galectine 3/Lgals3 Pour Wb, If/Icc, Ip, Fc, Elisa - P17931

Numéro d'article: CM0008421



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Galectine-3/LGALS3 humaine, validé pour WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA. Détecte la Galectine-3 humaine et murine. Convient pour l'étude des processus médiés par les lectines, l'inflammation et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Galectine 3/LGALS3
Remarques/Alias	L31 ; GAL3 ; MAC2 ; CBP35 ; GALBP ; GALIG ; LGALS2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la Galectine 3/LGALS3 humaine (NP_002297.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P17931
Poids moléculaire protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace