


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Galectine 3/Lgals3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17931

Numéro d'article: CM0005590



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Galectine 3/LGALS3 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec Humain, Souris, Rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire médiée par les lectines, l'inflammation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Galectine 3/LGALS3 mAc Lapin
Remarques/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectine 3/LGALS3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3958
GeneID	3958
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la galectine 3/LGALS3 humaine (P17931))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17931
Poids de la Protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace