


Anticorps Monoclonal Anti-Galectine 4/Lgals4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P56470

Numéro d'article: CM0007949



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Galectine 4/LGALS4 humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur l'assemblage des jonctions et l'adhésion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Galectine 4/LGALS4
Remarques/Alias	GAL4 ; L36LBP ; Galectine 4/LGALS4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3960
ID du gène	3960
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la Galectine 4/LGALS4 humaine (P56470)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P56470
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Pain de glace