


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Galectine 4/Lgals4 Pour Wb, If-P, Elisa - P56470

Numéro d'article: CM0021987



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Galectine-4 humaine, validé pour la WB, l'IF-P et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude des fonctions des lectines liant le galactose et de la biologie des jonctions adhérentes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Galectine 4/LGALS4 pAb de lapin
Remarques/alias	GAL4 ; L36LBP ; Galectine 4/LGALS4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la Galectine 4/LGALS4 humaine (NP_006140.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P56470
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace