

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Galk1 Pour Wb, Elisa - P51570

Numéro d'article: CM0024492



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GALK1 humain, élevé contre une protéine recombinante (aa 1-120). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du galactose et les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GALK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GK1; GALK; HEL-S-19; GALK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2584
GeneID	2584
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 du GALK1 humain (NP_000145.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P51570
Poids de la Protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace