

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Galns Pour Wb, If/Icc, Elisa - P34059

Numéro d'article: CM0026419



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la N-acétylgalactosamine-6-sulfatase humaine (GALNS), adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la GALNS humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur les maladies de surcharge lysosomale, y compris la mucopolysaccharidose de type IVA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-GALNS
Remarques/Alias	GAS ; MPS4A ; GalN6S ; GALNAC6S ; GALNS
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	2588
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 353-522 de la GALNS humaine (NP_000503.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34059
Poids Moléculaire de la Protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace