

Anticorps Polyclonal Anti-Galnt3 Pour Wb Et Elisa - Q14435

Numéro d'article: CM0026055

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine GALNT3 (GalNAc-T3), validé pour des applications en Western blot (WB) et ELISA. Idéal pour les études sur la glycosylation O-liée, la biologie des mucines et la régulation du FGF23.

[En savoir plus](#)

Paramètre principal	Spécification
Nom du produit	GALNT3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (humain)	2591
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 140 de la protéine humaine GALNT3 (NP_004473.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14435
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace