

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Galnt3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14435

Numéro d'article: CM0018498

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour GALNT3 humain (GalNAc-T3). Validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la O-glycosylation et les maladies liées au FGF23.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GALNT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2591
ID de gène	2591
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-160 du GALNT3 humain (NP_004473.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14435
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace