

Anticorps Polyclonal Anti-Galnt7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sf2

Numéro d'article: CM0018997



Introduction

Anticorps polyclonal GALNT7 de lapin validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte spécifiquement la N-acétylgalactosaminyltransférase 7 humaine (75kDa), une glycopeptide transférase résidente de l'appareil de Golgi essentielle pour la biosynthèse des oligosaccharides O-liés. Convient pour les études de glycobiologie et de cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GALNT7 Lapin pAb
Remarques/Alias	GalNAcT7; GALNAC-T7; GALNT7
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	51809
ID de Gène	51809
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-130 de GALNT7 humain (NP_059119.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q86SF2
Poids Protéique	75kDa
Expédition	Sac de glace