

Anticorps Polyclonal Anti-Galp Pour Wb, Elisa - Q9Ubc7

Numéro d'article: CM0020628

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GALP humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le GALP humain, murin et de rat. Étudiez la fonction des neuropeptides, la signalisation hypothalamique et l'activité antimicrobienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GALP Lapin pAb
Remarques/Alias	GALP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	85569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-116 du GALP humain (NP_149097.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBC7
Poids protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace