

Anticorps Monoclonal Anti-Gamma-Synucléine Pour Wb - O76070

Numéro d'article: CM0011100

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin produit contre la gamma-synucléine humaine (O76070). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'intégrité des neurofilaments et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin gamma-Synucléine
Remarques/Alias	SR, BCSG1, gamma-Synuclein
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6623
GeneID	6623
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence au sein des acides aminés 48-127 de la gamma-synucléine humaine (O76070).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O76070
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace