

Anticorps Polyclonal Anti-Gamma-Synucléine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O76070

Numéro d'article: CM0018509

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la gamma-Synucléine humaine (SNCG/gène 1 spécifique du cancer du sein). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche en neurobiologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-gamma-Synucléine
Remarques/Alias	SR ; BCSG1 ; gamma-Synucléine
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6623
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O76070
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace