

Anticorps Polyclonal Anti-Ganab De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14697

Numéro d'article: CM0016262



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine GANAB humaine, sous-unité catalytique de la glucosidase II. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le traitement des glycoprotéines et la maturation de la polycystine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GANAB pAb de lapin
Remarques / Alias	G2AN; GIIA; PKD3; GLUII; GANAB
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	23193
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de la GANAB humaine (NP_001265123.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14697
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace