

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ganc Pour Wb, Elisa - Q8Tet4

Numéro d'article: CM0020824

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la neutral alpha-glucosidase C humaine (GANC), validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient à la recherche sur les glycosidases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GANC pAb de lapin
Remarques/Alias	GANC
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2595
ID du gène	2595
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la GANC humaine (NP_937784.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q8TET4
Poids moléculaire de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac réfrigérant