

Anticorps Polyclonal Anti-Gars Pour Wb, If/Icc, Elisa - P41250

Numéro d'article: CM0013467



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GARS humain (Glycine--tRNA ligase), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche IVD sur la synthèse des protéines et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GARS Lapin pAb
Remarques/Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1
Espèce	Humain
GeneID	2617
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-370 du GARS humain (NP_002038.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41250
Poids moléculaire	83kDa
Expédition	Sac de glace