

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gars (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41250

Numéro d'article: CM0027504



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO ciblant la GARS humaine (glycyl-ARN ligase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la biologie des aminoacyl-ARN synthétases et des mécanismes de la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GARS Rabbit pAb [validé KO]
Remarques / Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI; RS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2617
GeneID	2617
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60 à 370 de la GARS humaine (NP_002038.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41250
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace