

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gart Pour Wb, If/Icc, Elisa - P22102

Numéro d'article: CM0030504



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine GART humaine (protéine trifonctionnelle de la biosynthèse des purines) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse des purines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | GART Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques / Alias    | AIRS; GARS; PAIS; PGFT; PRGS; GARTF; GART                                                                                     |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                       |
| GeneID               | 2618 (Humain)                                                                                                                 |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 de la GART humaine (NP_000810.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                         |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                | P22102                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 108 kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                               |