

Anticorps Monoclonal Anti-Gas2 Pour Wb - O43903

Numéro d'article: CM0007511

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine GAS2 humaine (Growth arrest-specific protein 2, protéine 2 spécifique de l'arrêt de croissance). Validé pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour les études sur l'audition, la dynamique du cytosquelette et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GAS2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	GAS-2 ; GAS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2620
GeneID	2620
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine GAS2 humaine (NP_005247.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43903
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant