


Anticorps Polyclonal Anti-Gas7 Pour Wb Et Elisa - O60861

Numéro d'article: CM0013568



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre GAS7 humain, validé pour la WB et l'ELISA. Détecte GAS7 dans des échantillons humains, murins et de rat, soutenant la recherche sur la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GAS7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GAS7; MLL/GAS7
Espèce	Humain
GeneID	8522
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-412 de GAS7 humain (NP_001124303.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O60861
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Poche de glace