

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gasdermin B (Longueur Complète + Extrémité C) Pour Western Blot - Q8Tax9-6

Numéro d'article: CM0025316

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Gasdermin B humaine (GSDMB, isoforme 6) pleine longueur et son extrémité C-terminale. Validé pour le Western blot, adapté aux études sur la pyroptose et la mort cellulaire médiée par la granzyme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Gasdermin B (longueur complète + extrémité C)
Remarques/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermin B (longueur complète + extrémité C)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55876
ID de gène	55876
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TAX9-6
Poids de la protéine	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Expédition	Sac de glace